

Bexen cardio

Ready for life



Reanibex 500 EMS

Monitor Desfibrilador multiparamétrico compacto

Manual y DEA bifásico
hasta 360 J

Algoritmo DEA universal para
pacientes adultos y pediátricos

Marcapasos

SpO2

EtCO2

NIBP

Adquisición de 12 derivadas

Interpretación ECG

Impresora 80 mm

Visualización simultánea
de hasta seis derivadas en
pantalla

Dispositivo de ayuda a la RCP
en tiempo real (Push Pad)

Transmisión de datos
(GSM, Bluetooth, USB)

Reanibex 500 EMS. Compacto. Ligero.



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología bifásica
- Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos
- Equipo ligero con capacidad de monitorización multiparámetro
- Cable de paciente de 4+6 latiguillos
- Cardioversión sincronizada
- Transmisión de las 12 derivadas ECG (opcional)
- Algoritmo de interpretación de 12 derivadas, Universidad de Glasgow (opcional)
- Marcapasos no invasivo (opcional)
- Pulsioximetría con tecnología Masimo SET para pacientes adultos y pediátricos (opcional)
- Presión Sanguínea no invasiva de SunTech (opcional)
- Capnografía de Masimo para pacientes intubados y no intubados (opcional)
- Dispositivo "Push Pad", informa sobre la calidad de la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas en tiempo real (opcional)
- Configurado según las guías ERC/AHA de 2015 y su actualización de 2017
- Autochequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento del equipo
- Transmisión GSM, Bluetooth, USB... Configurable según las necesidades del usuario (opcional)

ACCESORIOS

- Electrodo desechables de desfibrilación para adulto y pediátrico.
- Electrodo de ECG para adulto y pediátrico.
- Bolsa de transporte (1).
- Soporte para Ambulancia (certificado según EN 1789:2007) (2).
- Cable de paciente 4+6.
- Transductor SpO2.
- Sondas EtCO2.
- Brazaletes NIBP.
- Impresora de 80 mm (3).
- Dispositivo "Push Pad".
- Batería recargable y no recargable.
- Batería recargable para el modo autoentrenamiento (4).
- Cargador externo de batería.
- Aplicaciones "REANIBEX Data Manager, Data Link y Data Cloud" para la gestión de los datos.



Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

